


Wb, Ihc-P, Elisa용 항넵린 토끼 단일클론 항체 - O60500

품목 번호: CM0004472



소개

이 토끼 단일클론 항체는 인간 넵린(Nephirin, SWISS: O60500)을 표적으로 하며 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 족세포 슬릿 횡격막과 신장 여과 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	넵린 토끼 단일클론 항체
비고 / 별칭	CNF; NPHN; 넵린; 넵린
종	인간
유전자 ID (인간)	4868
유전자 ID	4868
면역원	제조업 단백질 / 인간 넵린(NP_004637.1)의 아미노산 1019-1241에 해당하는 서열을 포함하는 제조업 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60500
단백질 분자량	135kDa
배송 방법	아이스 팩