

Wb, If/Icc 및 Elisa용 항네스프린 1 단클론 항체 - Q8Nf91

품목 번호: CM0003783



소개

인간 네스프린 1(SYNE1)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었으며 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. LINC 복합체 및 핵막 동역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	네스프린 1 토끼 mAb
비고/별칭	8B; AMC3; AMCM; CPG2; ARCA1; EDMD4; KASH1; MYNE1; Nespl; SCAR8; C6orf98; dJ45H2.2; Nesprin 1
종	인간
유전자ID (인간)	23345
유전자ID	23345
면역원	인간 네스프린 1(Q8NF91)의 아미노산 8200-8400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8NF91
단백질 분자량	1011kDa/112kDa
배송 방식	아이스 팩