

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Nesprin 1 폴리클로날 항체 - Q8Nf91

품목 번호: CM0021105



소개

인간 Nesprin 1 (SYNE1)을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 세포골격 및 핵막 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Nesprin 1 Rabbit pAb
비고/별칭	8B; AMC3; AMCM; CPG2; ARCA1; EDMD4; KASH1; MYNE1; Nespl; SCAR8; C6orf98; dJ45H2.2; Nesprin 1
종	인간 (Human)
GeneID	23345
면역원	인간 Nesprin 1 (NP_892006.3)의 아미노산 8220-8410에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q8NF91
단백질 분자량	101kDa/112kDa
배송	아이스백 (Ice bag)