

Anti-Nesprin3 (Kash3) 단일클론 항체, Wb, Elisa용 - Q6Zmz3

품목 번호: CM0002646



소개

인간 Nesprin-3 (KASH3)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간 및 마우스에서 반응성을 보입니다. LINC 복합체 매개 핵-세포골격 연결 및 방향성 세포 이동에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Nesprin3 Rabbit mAb
비고/별칭	KASH3; NET53; Nesp3; C14orf49; C14orf139; LINC00341; NCRNA00341; Nesprin3
종	인간
유전자 ID (인간)	161176
면역원	재조합 단백질 인간 Nesprin3 (NP_689805.3)의 아미노산 750-935에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q6ZMZ3
단백질 분자량	112kDa
배송	아이스백