

Wb용 Anti-Nestin 폴리클로날 항체 - P48681

품목 번호: CM0016893

소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 인간 Nestin (NES) 표적 토끼 폴리클로날 항체입니다. 신경 줄기세포 및 발달 연구에 적합합니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Nestin Rabbit pAb
비고/별칭	Nbla00170; Nestin
종	인간 (Human)
GeneID (인간)	10763
GeneID	10763
면역원	인간 NES (NP_006608.1)의 아미노산 1392-1621 내 서열에 해당하는 재조합 단백질 / 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P48681
단백질 분자량	177 kDa
배송	아이스백