

Anti-Nestin Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P48681

품목 번호: CM0005104

소개

인간 Nestin (177kDa)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 신경 줄기세포 및 신경 발달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Nestin Rabbit mAb
비고/별칭	Nbla00170
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	10763
유전자 ID	10763
면역원	재조합 단백질 인간 Nestin (NP_006608.1)의 아미노산 1392-1621에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P48681
단백질 분자량	177kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)