

Anti-Neu1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q99519

품목 번호: CM0028831

소개

인간 NEU1 (Sialidase-1)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. 리소좀 저장병 및 당생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NEU1 Rabbit pAb
비고/별칭	NEU; NANH; SIAL1; NEU1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	4758
GeneID	4758
면역원	인간 NEU1 (NP_000425.1)의 아미노산 210-415에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q99519
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백