

Wb, Elisa용 Anti-Neu2 토끼 다클로날 항체 - Q9Y3R4

품목 번호: CM0030446



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인간 NEU2 (Sialidase-2)를 타겟팅하는 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. 당지질 대사 연구 및 진단 검사법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NEU2 Rabbit pAb
비고/별칭	SIAL2; NEU2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	4759
유전자 ID	4759
면역원	인간 NEU2 (NP_005374.2)의 아미노산 171-380에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q9Y3R4
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)