

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Neu3 다클론 항체 - Q9Uq49

품목 번호: CM0017220

소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 NEU3 토끼 다클론 항체. 강지질 대사와 EGFR 신호 전달에 관여하는 48 kDa 막 시알리다제인 인간 및 생쥐 시알리다제-3을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NEU3 토끼 pAb
비고/별칭	SIAL3; NEU3
종	인간
유전자 ID (인간)	10825
유전자 ID	10825
면역원	인간 NEU3 (NP_006647.3)의 아미노산 222-461에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q9UQ49
단백질 분자량	48kDa
배송 방식	아이스백