

Anti-Neun (Fox-3) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - A6Nfn3

품목 번호: CM0014026

소개

인간 NeuN (RBFOX3)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 신경 마커 연구 및 스플라이스 변이체 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	NeuN Rabbit pAb
비고/별칭	FOX3; NEUN; FOX-3; HRNBP3; NeuN
종	Human
Gene ID (Human)	146713
Gene ID	146713
면역원	NeuN (NP_001076044.1)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	A6NFN3
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스 팩