

Wb, Ihc, If용 Anti-Neun 단일클론 항체 - A6Nfn3

품목 번호: CM0003757

소개

인간, 마우스 및 쥐 샘플에서 신경 세포 핵의 웨스턴 블롯, 면역조직화학, 면역형광 및 ELISA 검출에 적합한 재조합 토끼 단일클론 anti-NeuN 항체입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NeuN Rabbit mAb
비고/별칭	FOX3; NEUN; FOX-3; HRNBP3; NeuN
종	인간
GeneID	146713
면역원	인간 NeuN (A6NFN3)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	A6NFN3
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백