

항뉴레굴린-3 (Nrg3) 단클론 항체, Wb 및 Elisa용 - P56975

품목 번호: CM0003018

소개

인간 뉴레굴린-3 (NRG3)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 NRG3 검출에 적합하며, NRG3-ERBB4 신호 전달 경로 연구를 위한 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	뉴레굴린-3 (NRG3) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	HRG3; pro-NRG3; 뉴레굴린-3 (Neuregulin-3, NRG3)
종	인간
유전자ID (인간)	10718
면역원	인간 뉴레굴린-3 (NRG3) (P56975)의 아미노산 600-720번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P56975
단백질 분자량	78kDa
배송 방법	아이스 팩