

Ihc-P, Elisa용 Anti-Neurod1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q13562

품목 번호: CM0023624

소개

IHC-P 및 ELISA용 NEUROD1 Rabbit Polyclonal Antibody. 신경 발생 및 체장 섬 세포 분화에 중요한 bHLH 전사 인자인 인간 및 마우스 NEUROD1을 인식합니다. 발생 생물학 및 당뇨병 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 매개변수        | 값                                                               |
| 제품명         | NEUROD1 Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭       | T2D; BETA2; BHF-1; MODY6; NEUROD; bHLHa3; NEUROD1               |
| 종           | 인간                                                              |
| 유전자 ID (인간) | 4760                                                            |
| 유전자 ID      | 4760                                                            |
| 면역원         | 인간 NEUROD1 (NP_002491.2)의 아미노산 1-356에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 원산지         | 토끼                                                              |
| 범주          | 폴리클로날 항체                                                        |
| 적용 분야       | IHC-P, ELISA                                                    |
| 교차 반응성      | 마우스                                                             |
| SWISS       | Q13562                                                          |
| 단백질 분자량     | 40kDa                                                           |
| 배송          | 아이스백                                                            |