

웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Neurod6 폴리클로날 항체 - Q96Nk8

품목 번호: CM0021982

소개

인간 NEUROD6 (Nex1, Atoh2, MATH2)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 포함한 WB 및 ELISA 검증 완료. 신경발달 연구 및 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NEUROD6 토끼 pAb
비고/별칭	Nex1; Atoh2; MATH2; NEX1M; Math-2; bHLHa2; NEUROD6
종	인간
GeneID (인간)	63974
GeneID	63974
면역원	인간 NEUROD6 (NP_073565.2)의 아미노산 188-337 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q96NK8
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백