

Wb, Ip, Elisa용 뉴로필라멘트 H 단일클론 항체 - P12036

품목 번호: CM0002058

소개

인간 뉴로필라멘트 H(NFH)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IP, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 뉴런의 직경 및 축삭 안정성을 위한 핵심 중간 필라멘트 단백질으로, ALS 및 CMT 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Neurofilament H Rabbit mAb
비고/별칭	NFH; CMT2CC; Neurofilament H
종	Human (인간)
GeneID (Human)	4744
GeneID	4744
면역원	Synthetic Peptide (합성 펩타이드)
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
애플리케이션	WB, IP, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	P12036
단백질 분자량	112kDa
배송	Ice bag (아이스백)