

Wb, Ip, If, Elisa용 Anti-Neurofilament H 폴리클로날 항체 - P12036

품목 번호: CM0026391

소개

Neurofilament H(NEFH)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IP, IF, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. 신경세포 골격 및 신경퇴행성 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Neurofilament H Rabbit pAb
비고/별칭	NFH; CMT2CC; Neurofilament H
종	인간
유전자 ID (인간)	4744
유전자 ID	4744
면역원	제조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P12036
단백질 무게	112kDa
배송	아이스팩