

Wb, If, Ihc, Elisa용 Anti-Neurofilament L 단일클론 항체 - P07196

품목 번호: CM0003522

소개

WB, IF, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 고품질의 Neurofilament L 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플과 반응합니다. 뉴런 세포골격 연구 및 신경 퇴행성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수           | 값                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 제품명            | Neurofilament L Rabbit mAb                                              |
| 비고/별칭          | NFL; NF-L; NF68; CMT1F; CMT2E; CMTDIG; PPP1R110; Neurofilament L        |
| 종(Species)     | Human                                                                   |
| GeneID (Human) | 4747                                                                    |
| GeneID         | 4747                                                                    |
| 면역원(Immunogen) | 인간 Neurofilament L (NP_006149.2)의 아미노산 60-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)    | Rabbit                                                                  |
| 카테고리           | 단일클론 항체                                                                 |
| 애플리케이션         | WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA                                            |
| 교차 반응성         | Human, Mouse, Rat                                                       |
| SWISS          | P07196                                                                  |
| 단백질 분자량        | 62 kDa                                                                  |
| 배송             | 아이스백                                                                    |