

Anti-Neurofilament L Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P07196

품목 번호: CM0015436

소개

인간 신경섬유소 경량 폴리펩타이드(NEFL)를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐에 대한 교차 반응성이 확인되었으며 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 신경 세포 골격 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Neurofilament L Rabbit pAb
비고/별칭	NFL; NF-L; NF68; CMT1F; CMT2E; CMTDIG; PPP1R110; Neurofilament L
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	4747
유전자 ID	4747
항원	인간 Neurofilament L (NP_006149.2)의 아미노산 60-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P07196
단백질 분자량	62 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)