

항신경섬유 M 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - P07197

품목 번호: CM0022780

소개

Neurofilament M (NFM/NEF3)에 대한 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 뉴런 세포골격 및 중간 섬유 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | Neurofilament M 토끼 pAb                                                  |
| 비고/별칭       | NFM; NEF3; NF-M; Neurofilament M                                        |
| 종           | 인간                                                                      |
| 유전자 ID (인간) | 4741                                                                    |
| 유전자 ID      | 4741                                                                    |
| 면역원         | 인간 Neurofilament M (NP_005373.2)의 아미노산 100-260에 해당하는 서열을 포함한 제조합 융합 단백질 |
| 기원          | 토끼                                                                      |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                                  |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                             |
| SWISS       | P07197                                                                  |
| 단백질 분자량     | 102kDa                                                                  |
| 배송 방법       | 아이스 팩                                                                   |