

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Neurog3 폴리클로널 항체 - Q9Y4Z2

품목 번호: CM0030915

소개

인간 NEUROG3에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 장내분비 세포 분화 및 췌장 내분비 세포 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NEUROG3 Rabbit pAb
비고/별칭	ngn3; Atoh5; NGN-3; Math4B; bHLHa7; NEUROG3
종	인간(Human)
유전자 ID	50674
면역원	인간 NEUROG3 (NP_066279.2)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9Y4Z2
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)