

Wb, Elisa용 항Neurog3 토끼 다클론 항체 - Q9Y4Z2

품목 번호: CM0022990

소개

WB 및 ELISA용 NEUROG3 토끼 다클론 항체입니다.
장내분비 및 췌장 내분비 세포 분화에 필수적인
전사인자인 인간 뉴로제닌-3을 표적으로 합니다.
발생생물학 및 당뇨병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NEUROG3 토끼 pAb
비고/별칭	ngn3; Atoh5; NGN-3; Math4B; bHLHa7; G3
종	인간
유전자ID (인간)	50674
유전자ID	50674
면역원	인간 NEUROG3 (NP_066279.2)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y4Z2
단백질 분자량	23kDa
배송 방법	아이스팩