

웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Neurogenin 2 (Ngn2) 단일클론 항체 - Q9H2A3

품목 번호: CM0003547

소개

신경 전사 인자인 Neurogenin 2에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 신경 세포 분화 및 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Neurogenin 2 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	NGN2; Atoh4; ngn-2; Math4A; bHLHa8; Neurogenin 2
종	인간
GeneID (인간)	63973
GeneID	63973
면역원	합성 펩타이드: 인간 Neurogenin 2 (Q9H2A3)의 아미노산 50-150에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	웨스턴 블롯, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H2A3
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백