

항뉴로그라닌(Nrgn) 토끼 다클론 항체, Wb 및 Elisa 용 - Q92686

품목 번호: CM0027757

소개

인간 뉴로그라닌(NRGN)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 시냅스 재구성, 칼모둘린 결합 및 알츠하이머병 연구에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NRGN 토끼 pAb
비고/별칭	RC3; hng; NRGN
종	인간
유전자 ID (인간)	4900
유전자 ID	4900
면역원	인간 NRGN (NP_001119653.1)의 아미노산 1-78에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92686
단백질 분자량	8kDa
배송	아이스백