

Wb, Elisa용 항뉴로키닌 1 수용체 (Nk1R) 토끼 단클론 항체 - P25103

품목 번호: CM0006099



소개

인간 뉴로키닌 1 수용체 (NK1R, TACR1)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며 마우스와 쥐와 교차 반응성이 있습니다. 타키키닌 신호 전달 연구에 사용하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	뉴로키닌 1 수용체 (NK1R) 토끼 mAb
비고/별칭	SPR; NK1R; NKIR; TAC1R; 뉴로키닌 1 수용체 (NK1R)
종	인간
유전자 ID (인간)	6869
면역원	인간 NK1R (P25103)의 아미노산 300-407 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P25103
단백질 분자량	46 kDa
배송	아이스 팩