

Anti-Neuroplastin (Nptn) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Y639

품목 번호: CM0026909



소개

WB 및 ELISA에 검증된 인간 Neuroplastin (NPTN)을 타겟팅하는 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 시냅스 가소성 및 세포 부착 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NPTN Rabbit pAb
비고/별칭	GP55; GP65; SDR1; np55; np65; SDFR1; NPTN
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	27020
유전자 ID	27020
면역원	인간 NPTN (NP_059429.1)의 아미노산 29-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9Y639
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)