

Wb, Ip, Elisa용 항호중구 엘라스테이즈(Elane) 단클론 항체 - P08246

품목 번호: CM0009344



소개

WB, IP 및 ELISA에 최적화된 고품질 토끼 항인간 호중구 엘라스테이즈(ELANE) 단클론 항체입니다. 호중구 기능과 NETosis 연구를 위한 신뢰할 수 있는 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	호중구 엘라스테이즈(ELANE) 토끼 mAb
비고/별칭	GE; NE; HLE; HNE; ELA2; SCN1; PMN-E; 호중구 엘라스테이즈(ELANE)
종	인간
GeneID (인간)	1991
GeneID	1991
면역원	합성 펩티드: 인간 호중구 엘라스테이즈(ELANE)(P08246)의 아미노산 167-267 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P08246
단백질 분자량	29 kDa
배송 방식	아이스백