

항호중구 엘라스타아제(Elane) 토끼 다클론 항체, Wb, If, Ihc, Elisa용 - P08246

품목 번호: CM0016385



소개

인간 호중구 엘라스타아제(ELANE)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 시료 내 내인성 ELANE을 검출하며, 호중구 생물학, NETosis 및 염증성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	호중구 엘라스타아제(ELANE) 토끼 pAb
비고/별칭	GE; NE; HLE; HNE; ELA2; SCN1; PMN-E; Neutrophil Elastase (ELANE)
종	인간
GeneID (인간)	1991
GeneID	1991
면역원	인간 호중구 엘라스타아제(ELANE) (NP_001963.1)의 아미노산 30-267 영역 서열에 상응하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P08246
단백질 분자량	29 kDa
배송 방식	아이스 팩