

Anti-Nexn 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa 적용) - Q0Zgt2

품목 번호: CM0016104

소개

인간 NEXN(넥실린)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 액틴 세포골격 및 심장/골격근 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NEXN Rabbit pAb
비고/별칭	CMH20; NELIN; NEXN
종	인간
유전자 ID (인간)	91624
유전자 ID	91624
면역원	인간 NEXN (NP_653174.3)의 아미노산 516-675에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q0ZGT2
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스팩 포장