


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Nf-Kb P65/Rela 마우스 단클론 항체 - Q04206

품목 번호: CM0002114



소개

인간 NF-kB p65/RelA(Q04206)를 표적으로 하는 마우스 단클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. NF-kB 신호전달, 염증 및 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NF-kB p65/RelA 마우스 mAb
비고/별칭	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
종	인간
GeneID (인간)	5970
GeneID	5970
면역원	인간 NF-kB p65/RelA(Q04206)의 아미노산 450-551번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
출처	마우스
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q04206
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스 팩