


Wb용 Anti-Nf-Kb P65/Rela 토끼 다클로날 항체 - Q04206

품목 번호: CM0016668



소개

WB, IP, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 인간 NF-κB p65/RelA (SWISS: Q04206)에 대한 토끼 다클로날 항체; 마우스 및 쥐와 교차 반응함. NF-κB 신호 전달 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NF-kB p65/RelA Rabbit pAb
비고/별칭	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
종	인간
유전자 ID (인간)	5970
유전자 ID	5970
면역원	인간 NF-kB p65/RelA (NP_068810.3)의 아미노산 450-551 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클로날 항체
응용	WB, IP, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q04206
단백질 분자량	60 kDa
배송	아이스백