


Wb, Elisa용 Anti-Nf-Kb2 단클론 항체 - Q00653

품목 번호: CM0004541



소개

WB 및 ELISA용 토끼 단클론 NF-κB2 항체로, 인간, 마우스 및 래트 NF-κB2 (p52/p100)를 인식합니다. 염증, 면역 및 세포자멸사(apoptosis)에 관여합니다. NF-κB 신호 전달 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	NF-κB2 Rabbit mAb
비고/별칭	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; NF-κB2
종(Species)	Human
GeneID (Human)	4791
GeneID	4791
항원(Immunogen)	합성 펩타이드 - 인간 NF-κB2 (NP_001070962.1)의 아미노산 800-900 내부의 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q00653
단백질 분자량	97kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)