


## Wb, Ihc-P, Elisa용 항Nf-Kb2 단클론 항체 - Q00653

품목 번호: CM0003763



### 소개

인간 NF-κB2 (p52/p100)에 대한 토끼 단클론 항체. 마우스 및 래트와 교차 반응성을 가지며 WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. NF-카파-B 신호 전달, 염증 및 면역 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | NF-κB2 토끼 mAb                                                     |
| 비고/별칭      | p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-kB2; p49/p100; NF-κB2 |
| 종          | 인간                                                                |
| 유전자ID (인간) | 4791                                                              |
| 유전자ID      | 4791                                                              |
| 면역원        | 인간 NF-κB2 (Q00653)의 아미노산 745-877에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질        |
| 기원         | 토끼                                                                |
| 카테고리       | 단클론 항체                                                            |
| 적용 분야      | WB, IHC-P, ELISA                                                  |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 래트                                                       |
| SWISS      | Q00653                                                            |
| 단백질 분자량    | 97kDa                                                             |
| 배송         | 아이스 팩                                                             |