


Anti-Nf-Kb2 (포스포 S866+S870) 토끼 단클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q00653

품목 번호: CM0001373



소개

S866+S870 위치의 NF-κB2(p100/p52)를 표적으로 하는 토끼 단클론 포스포 특이 항체로, 사람과 생쥐에서 WB, IHC-P, ELISA로 유효성이 검증되었습니다. NF-κB 신호 전달 연구, 염증 및 암 연구를 위한 핵심 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	포스포-NF-κB2-S866/S870 토끼 단클론 항체
비고/별칭	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; Phospho-NF-κB2-S866/S870
종	사람
유전자ID (사람)	4791
면역원	사람 NF-κB2의 S866 및 S870 주변 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐
SWISS	Q00653
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스백