

Wb용 Anti-Nfat2 Rabbit Monoclonal Antibody - O95644

품목 번호: CM0004271



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 Anti-NFAT2 Rabbit Monoclonal Antibody입니다. 인간 및 마우스 NFAT2를 검출합니다. T-세포 신호전달, 사이토카인 발현, 파골세포 분화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	NFAT2 Rabbit mAb
비고/별칭	NFAT2; NFATc; NF-ATC; NF-ATc1.2
종	인간
유전자 ID (인간)	4772
면역원	인간 NFAT2 (NP_001265598.1)의 아미노산 10-305에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O95644
단백질 분자량	101kDa
배송	아이스백