

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Nfat2 토끼 다클론 항체 - O95644

품목 번호: CM0019885



소개

웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 NFAT2 토끼 다클론 항체입니다. 인간 NFAT2 전사 인식을 인식하며, 면역원은 아미노산 115-298에 걸쳐 있습니다. T세포 신호 전달 및 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NFAT2 토끼 pAb
비고/별칭	NFAT2; NFATc; NF-ATC; NF-ATc1.2
종	인간
GeneID (인간)	4772
GeneID	4772
면역원	제조합 단백질 NFAT2의 아미노산 115-298에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질(NP_001265598.1).
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O95644
단백질 분자량	101kDa
배송	아이스팩