

Anti-Nfat2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95644

품목 번호: CM0014810



소개

NFAT2(NFATC1)의 아미노산 20-300을 표적하는 토끼 폴리클론항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. T-세포 활성화, 사이토카인 발현, 파골세포 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	상세 정보
제품명	NFAT2 Rabbit pAb
비고/별칭	NFAT2; NFATc; NF-ATC; NF-ATc1.2
종	인간
GeneID (인간)	4772
GeneID	4772
면역원	NFAT2 (NP_765978.1)의 아미노산 20-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95644
단백질 분자량	101kDa
배송	아이스백