

항-Nfatc2 토끼 다클론 항체 (Wb용) - Q13469

품목 번호: CM0013980



소개

인간 NFATC2에 반응하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 T세포 신호전달, 사이토카인 발현, 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NFATC2 토끼 pAb
비고/별칭	JCSL; NFAT1; NFATP; NFATC2
종	인간
유전자 ID (인간)	4773
유전자 ID	4773
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13469
단백질 분자량	100kDa
배송	아이스백