


Wb, If-P, Elisa용 항-Nfatc3 단클론 항체 - Q12968

품목 번호: CM0007269



소개

NFATC3(NFAT4/NFATx)에 대한 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에서 검증되었습니다. 예상 분자량이 116 kDa인 인간, 마우스 및 래트 NFATC3를 검출합니다. T세포 신호전달 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NFATC3 토끼 mAb
비고/별칭	NFAT4; NFATX; NF-AT4c; n339260; NFATC3
종	인간
유전자 ID	4775
면역원	인간 NFATC3(NP_775188.1)의 아미노산 850-1075에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q12968
단백질 분자량	116kDa
배송	아이스백