

Anti-Nfe2L1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14494

품목 번호: CM0013909

소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 인간 NFE2L1 (NRF1/TCF11) 표적 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 NFE2L1 (85 kDa)을 검출합니다. 산화 스트레스, 콜레스테롤 대사 및 단백질 항상성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NFE2L1 Rabbit pAb
비고/별칭	NRF1; NRF-1; TCF11; LCR-F1; NFE2L1
종	Human
Gene ID (Human)	4779
Gene ID	4779
면역원	인간 NFE2L1 (NP_003195.1)의 아미노산 515-772에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q14494
단백질 크기	85kDa
배송	아이스 팩