

Anti-Nfe2L3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y4A8

품목 번호: CM0015285

소개

인간 NFE2L3 (NRF3)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 마우스 및 래트와 교차반응함. 적혈구 특이적 유전자 발현 연구에 적합함.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NFE2L3 Rabbit pAb
비고/별칭	NRF3; NFE2L3
종	인간, 마우스, 래트
GeneID (인간)	9603
GeneID	9603
면역원	인간 NFE2L3 (NP_004280.5)의 아미노산 330-550에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y4A8
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스백