

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Nfia 토끼 다클로날 항체 - Q12857

품목 번호: CM0029907



소개

전사 인자 및 DNA 복제 조절 인자인 NFIA에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드 샘플에서 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 핵 인자 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	NFIA Rabbit pAb
비고/별칭	CTF; NF1-A; NF1-A; NF1-L; BRMUTD; NF-1/A; DELIP32P31; C1DELp32p31; NFIA
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	4774
GeneID	4774
면역원	재조합 단백질 사람 NFIA (NP_005586.1)의 아미노산 180-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫드 (Rat)
SWISS	Q12857
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백