


Anti-Nfil3 토끼 다클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q16649

품목 번호: CM0013015



소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-NFIL3 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 및 쥐 NFIL3 (Q16649)을 인식하며, 이는 생체 리듬 전사 조절 인자입니다. 생체 리듬 및 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NFIL3 Rabbit pAb
비고/별칭	E4BP4; IL3BP1; NFIL3A; NF-IL3A; NFIL3
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	4783
GeneID	4783
면역원(Immunogen)	인간 NFIL3 (NP_005375.2)의 아미노산 133-462에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q16649
단백질 분자량(Protein Weight)	51kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)