

Wb, Ihc-P, Ip, Elisa, Chip용 Anti-Nfkb1 단일클론 항체 - P19838

품목 번호: CM0008711



소개

인간 및 마우스에서 WB, IHC-P, IP, ELISA, CHIP에 대해 검증된 토끼 단일클론 NFkB1 항체입니다. 면역 및 염증 반응의 핵심 전사 인자인 NF-kB p105/p50을 표적합니다. IVD 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NFkB1 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	KBF1, EBP-1, NF-kB, CVID12, NF-kB1, NFkB-p50, NFkappaB, NF-kappaB, NFkB-p105, NF-kappa-B1, NF-kappabeta
종	인간
유전자 ID (인간)	4790
유전자 ID	4790
면역원	인간 NFkB1 유래 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA, CHIP
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P19838
단백질 분자량	105 kDa
배송	아이스백