

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Nfkb1 다클론 항체 - P19838

품목 번호: CM0014784



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증된 토끼 유래 Anti-NFkB1 다클론 항체입니다. 인간에서 반응하며 재조합 NFkB1 (아미노산 740-964)를 면역원으로 생성되었습니다. NF-카파-B 신호전달 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NFkB1 Rabbit pAb
비고/별칭	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFkB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFkB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; NFkB1
종	인간
GeneID (인간)	4790
GeneID	4790
면역원	재조합 단백질; NFkB1 (NP_001158884.1)의 아미노산 740-964에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P19838
단백질 분자량	105kDa
배송	아이스 팩