

Wb, Elisa용 Anti-Nfrkb 토끼 단클론 항체 - Q6P4R8

품목 번호: CM0006500



소개

WB 및 ELISA용 NFRKB 토끼 mAb는 인간 핵 인자 관련 카파-B-결합 단백질을 검출하며, 이는 크로마틴 리모델링 및 전사 조절에 관여하는 139 kDa INO80 복합체 서브유닛입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NFRKB 토끼 mAb
비고/별칭	INO80G; NFRKB
종	인간
GeneID (인간)	4798
GeneID	4798
면역원	제조합 단백질 인간 NFRKB의 아미노산 370-495에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질 (NP_001137307.1).
출처	토끼
카테고리	단클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q6P4R8
단백질 중량	139kDa
배송	아이스백