


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Nfs1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Y697

품목 번호: CM0027554



소개

인간 NFS1 cysteine desulfurase에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응. 미토콘드리아 철-황 클러스터 생합성 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NFS1 Rabbit pAb
비고/별칭	IscS; NIFS; COXPD52; HUSSY-08; NFS1
종	인간
GeneID (Human)	9054
GeneID	9054
면역원	인간 NFS1 (NP_066923.3)의 아미노산 290-457에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y697
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백