


Wb 및 Elisa용 항-Nfu1 다클론 항체 - Q9Ums0

품목 번호: CM0028496



소개

NFU1에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 검증되었습니다. 미토콘드리아 철-황 클러스터 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NFU1 토끼 pAb
비고/별칭	Nfu; NifU; HIRIP; MMDFS; MMDS1; NIFUC; CGI-33; HIRIP5; NFU1
종	인간
유전자 ID (인간)	27247
면역원	인간 NFU1 (NP_001002755.1)의 아미노산 1-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UMS0
단백질 분자량	28kDa
배송 방식	아이스 팩