

Wb, Elisa용 항-Nfyb 토끼 다클론 항체 - P25208

품목 번호: CM0027930



소개

WB, ELISA용 NFYB 토끼 다클론 항체. 사람 및 생쥐와 반응합니다. 유전자 전사 조절에 관여하는 CCAAT 박스 결합 단백질인 핵 전사 인자 Y 서브유닛 베타를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NFYB 토끼 pAb
비고/별칭	HAP3; CBF-A; CBF-B; NF-YB; NFYB
종	사람
GeneID (사람)	4801
GeneID	4801
면역원	사람 NFYB (NP_006157.1)의 아미노산 1-207에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐
SWISS	P25208
단백질 분자량	23kDa
배송 방식	아이스팩