

Wb 및 Elisa용 Anti-Nfyc 토끼 다클로날 항체 - Q13952

품목 번호: CM0028655



소개

웨스턴 블로팅 및 ELISA용 NFYC (NF-YC, H1TF2A)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다.
인체(Human)에서 검증되었으며 쥐(Rat)와 교차 반응합니다. 전사 인자 연구 및 CCAAT-box 결합 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NFYC Rabbit pAb
비고/별칭	HSM; CBFC; HAP5; CBF-C; NF-YC; H1TF2A; NFYC
종(Species)	인체(Human)
GeneID (인체)	4802
면역원(Immunogen)	인간 NFYC (NP_055038.2)의 아미노산 27-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Applications)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	쥐(Rat)
SWISS	Q13952
단백질 분자량	50kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)