

## 유세포 분석용 항-NG2 단일클론 항체 - Q6Uvk1

품목 번호: CM0008892



### 소개

유세포 분석용 인간 NG2(CSPG4)에 대한 결합 토끼 단일클론 항체. 인간 샘플에서 검증되었습니다. 흑색종, 혈관신생 및 세포 이동 연구에 유용합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명        | 토끼 항-인간 NG2 mAb                                               |
| 비고/별칭      | NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG            |
| 종          | 인간                                                            |
| GeneID(인간) | 1464                                                          |
| GeneID     | 1464                                                          |
| 면역원        | 인간 NG2(NP_001888.2)의 아미노산 1583-2224에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 숙주         | 토끼                                                            |
| 분류         | 단일클론 항체                                                       |
| 적용 분야      | FC                                                            |
| 교차 반응성     | 인간                                                            |
| SWISS      | Q6UVK1                                                        |
| 단백질 분자량    | 251kDa                                                        |
| 배송         | 아이스팩                                                          |